


راه اندازی سیستم پکس تحت وب بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امام خمینی سراب در جهت بهبود خدمات به مراجعه کنندگان محترم سیستم تحت وب پکس را جهت دسترسی آسان تر به نتایج رادیولوژی راه اندازی نموده است.



بسمه تعالی

قابل توجه مراجعین محترم

در راستای بهبود خدمات رسانی به بیماران و مراجعه کنندگان محترم، سیستم پکس ((PACS تحت وب بیمارستان امام خمینی (ره) سراب راه اندازی شد.

مراجعه کنندگان و بیماران محترم می توانند به صورت آنلاین و متمرکز تمام تصاویر رادیولوژی - سی تی اسکن را در یک سامانه تحت وب در هر زمان، هر مکان و از هر سیستم سخت افزاری مانند لپ تاپ، سیستم کامپیوتر (PC) و گوشی های اسمارت فون، بدون نیاز به نصب اپلیکیشن خاص مشاهده فرمایند.

مراجعه کننده محترم بعد از مراجعه به بیمارستان و بعد از دریافت خدمت از واحد طب تصویری به جای دریافت عکس و نگاتیو، برگه کاغذی داده می شود که در آن مشخصات بیمار به شرح زیر دیده می شود :

Imam Khomeini

Hospital

Patient Name: **نام بیمار**

Sex:

StudyDate: **تاریخ مراجعه**

InstitutionName: EMAM

KHOMEYNI SARAB

Center Address: Sarab

Title: Payvand PACS

PatientID: **یوزر بیمار**

Password: **پسورد بیمار**

IpAddress: <http://pacs.sarabums.ac.ir:8083>



دقت نمائید که نام و نام


ر برگه بنام بیمار پذیرش شده

تاریخ مراجعه مطابقت داشته

ی بیمار مراجعه کننده و بیمار

نزد بیمار باشد .

مراجعه کننده و بیمار محترم می تواند با آدرس <http://pacs.sarabums.ac.ir:8083> وارد سایت شود.



Imam Khomeini Hospital

ورود بیمار

Patient ID

Password

Patient login

ورود بیمارستان

Username

Password

Login



در قسمت ورود، بیمار یوزر و پسورد را وارد کرده و به سایت وارد شوند و گرافی خود را با دو بار کلیک کردن مشاهده نمایند.
*** لازم به توضیح میباشد پزشکان محترم نیز می توانند با یوزر و پسوردی که در اختیار دارند گرافی های بیماران را مشاهده نمایند.
***** برای دیدن تصاویر بهتر از مرورگر گوگل کروم استفاده نمائید .
در ضمن از ریاست دانشکده، معاونت درمان، ریاست و مدیریت بیمارستان و همکاری صمیمانه مدیریت محترم شرکت پیوند داده ها و مهندسین محترم واحد پکس جهت راه اندازی سیستم وب بیمارستان تشکر می شود.